

SANTELEC

ACCESSOIRES POUR
GARROTS



Accessoires
pour garrots

Marque :D&D
disponibles chez
SANTELEC

9 impasse Lou Haou
B.P. 60010 – Gazinet
33611 CESTAS Cedex

Tel : 05-57-26-40-50

Fax : 05-56-36-00-10

@ : infos@santelec.com

BRASSARDS ET CUISSARDS COMPLETS AUTOCLAVABLES (134°C- 18min) ET ADAPTABLES SUR TOUTES MARQUES DE GARROTS



POCHES :

- Poches gonflables en élastomère de silicone.
- Equipées de tube de liaison de 1.50 mètre de longueur.
- Les poches garrot cuisse sont équipées de tube de liaison de 2 mètres.
- Possibilité de longueur spécifique sur demande.

ENVELOPPES :

- Enveloppe en tissu polyester avec ruban auto-grippant de 100 mm de large.
- Coloris beige lin.
- Fermeture à glissière sur toute la longueur de la poche → **Extraction et nettoyage faciles.**
- Remontage de l'ensemble simple et rapide.
- Les *cuissards coniques* permettent une meilleure adaptation sur les cuisses

BRASSARDS COMPLETS AUTOCLAVABLES (Voir fiche conseil 0609FC1 pour entretien)

- Simple poche autoclavable

DESIGNATION	ENVELOPPE (cm)	POCHE (cm)	REFERENCE
Brassard / Cuissard Nourrisson	35 x 5	19 x 4	GP 10614
Brassard Adulte	77 x 9	53 x 6	GP 10611
Brassard Enfant	50 x 8	26 x 5	GP 10612
Brassard Petit Adulte	59 x 9	35 x 6	GP 10613
Cuissard Adulte	120 x 11	69 x 9	GP 10610
Cuissard Enfant	59 x 9	35 x 6	GP 10615
Cuissard Petit Adulte	77 x 9	53 x 6	GP 10623
Cuissard Large Adulte	120 x 11	81 x 9	GP 10622
Cuissard Très Large Adulte	126 x 14	85 x 12	GP 10626
Cuissard conique Adulte	110 x 11	69 x 9	GP 10604
Cuissard conique Large Adulte	130 x 11	81 x 9	GP 10605
Cuissard conique Très Large Adulte	135 x 14	85 x 12	GP 10606

- Double poche autoclavable

DESIGNATION	ENVELOPPE (cm)	POCHE (cm)	REFERENCE
Brassard Adulte	93 x 15	53 x 6	GP 10204
Brassard Petit Adulte / Enfant	59 x 15	35 x 6	GP 10202
Cuissard Adulte	138 x 22	69 x 9	GP 10206



Préciser la marque et le modèle du garrot à la commande.



***LES PIECES DE RECHANGE « POCHE » OU « BRASSARDS »
SONT DISPONIBLES SEPAREMENT***