

SANTELEC

ACCESSOIRES POUR
GARROTS SPENGLER



Accessoires pour
garrots *Spengler*
disponibles chez
SANTELEC

9 impasse Lou Haou
B.P. 60010 – Gazinet
33611 CESTAS Cedex

Tel : 05-57-26-40-50

Fax : 05-56-36-00-10

@ : infos@santelec.com

BRASSARDS COMPLETS AUTOCLAVABLES (121°C - 20 mn)

POCHES :

- En silicone.
- Lames de maintien en silicone pour les grandes tailles : pour maintenir la poche bien en place pendant le gonflage, pour faciliter l'introduction et le placement d'une poche de recharge.
- Les tubes sont équipés de raccords rapides Luer lock mâles et de bouchons d'obturation pour le lavage, la désinfection et la stérilisation.

BRASSARDS :

- Tissu 100% polyester traité.
- Tissu très résistant.
- Bandes velcro et sangles à boucles sur toute la longueur.
- Bandes de sécurité verticales pour les cuissards.



BRASSARDS COMPLETS SIMPLE POCHE:

DESIGNATION	ENVELOPPE (cm°)	POCHE (cm)	REFERENCE
Nourrisson	39 x 4	22 x 2	Z.GP 52800
Enfant	47 x 6	30 x 4	Z.GP 52801
Adulte normal	53 x 8	35 x 6	Z.GP 52803
Adulte conique	65 x 12	47 x 9	Z.GP 52804
Cuisse conique	78 x 12	59 x 9	Z.GP 52805
Cuisse conique spéciale	86 x 14	68 x 11	Z.GP 52806
Cuisse conique L	93 x 13	74 x 9	Z.GP 52807
Cuisse conique XL	102 x 13	84 x 9	Z.GP 52808
Cuisse conique XXL	126 x 13	107 x 9	Z.GP 52809

BRASSARDS COMPLETS DOUBLE POCHE :



DESIGNATION	ENVELOPPE (cm°)	POCHE (cm)	REFERENCE
Nourrisson	41 x 7	22 x 2 et 20 x 2	Z.GP 52810
Enfant	50 x 10	30 x 4 et 29 x 4	Z.GP 52811
Adulte conique	67 x 17	47 x 6 et 44 x 6	Z.GP 52812
Adulte conique L	82 x 17	62 x 6 et 58 x 6	Z.GP 52813
Cuisse conique	100 x 17	81 x 6 et 76 x 6	Z.GP 52814
Cuisse conique L	125 x 17	110 x 6 et 105 x 6	Z.GP 52815

***LES PIECES DE RECHANGE "POCHES" OU "BRASSARDS"
SONT EGALEMENT DISPONIBLES SEPAREMENT.***

BRASSARDS POLYCOTON (non autoclavables)



Avec tube équipé d'un embout mâle (4 tailles) :

DESIGNATION	REFERENCE
<ul style="list-style-type: none"><u>Simple Poche</u>	
Adulte (127 x 8 cm)	Z.GP 90804
Enfant (79 x 8 cm)	Z.GP 90803
Nourrisson (39 x 6 cm)	Z.GP 90800
Cuissard (170 x 8 cm)	Z.GP 90806
<ul style="list-style-type: none"><u>Double Poche</u>	
Adulte (130 x 15 cm)	Z.GP 90814

TUBES



- **Tube spiralé :**

En polyuréthane avec coupleur de verrouillage automatique et raccord brassard luer-lock :

DESIGNATION	REFERENCE
Tube Spiralé bleu	Z.GP 52910
Tube Spiralé rouge	Z.GP 52920