

BRASSARDS ET CUISSARDS SEULS (SANS RACCORD)

DESIGNATION	CIRC. Mini / Maxi (mm)	DIMENSION TOTALE (mm)	Brassard seul 1 sortie	Brassard seul 2 sorties
			Réf	Réf
Nourrisson	60 / 110	55 x 210	TM.1/N	TM.2/N
Enfant	100 / 190	74 x 268	TM.1/E	TM.2/E
Petit Adulte	180 / 260	115 x 410	TM.1/PA	TM.2/PA
Adulte	250 / 340	140 x 516	TM.1/A	TM.2/A
Adulte Large	330 / 470	170 x 605	TM.1/LA	TM.2/LA
Cuisse Adulte	460 / 660	216 x 767	TM.1/C	TM.2/C

RACCORDS POUR BRASSARDS

Raccords mâles



Acétate - ¼ tour
Réf : Z.A11308



Nylon - Luer
Réf : Z.A11302



Nylon – à clip
Réf : Z.A11304



Réf : Z.A11313



Acétate – à vis
Réf : Z.A11306



Laiton chromé – Luer Lock
Réf : Z.A11311



Réf : Z.A11400



Plastique
Réf : Z.A11050



∅ 4.8mm
Acétate – joint torique
Réf : Z.A11008



Acétate
Réf : Z.316152

Raccords femelles



Acétate – ¼ tour
Réf : Z.A11301



Nylon - Luer
Réf : Z.A11303



Laiton chromé – à clip
Réf : Z.A11305



Laiton chromé – à vis
Réf : Z.A11307



Acétate
Réf : Z.316151

BRASSARDS COMPLETS POUR MONITEURS

- Brassards décontaminables
 "IMMER" 1 sortie avec raccord.



- Brassards décontaminables
 "IMMER" 2 sorties avec raccords.

Pour moniteur 1 sortie

<i>Avec Raccord</i>	Nourrisson	Enfant	Petit Adulte	Adulte	Large Adulte	Cuisse Adulte
<i>Corpuls, Protocols</i> Z.A11301	TM 111 101	TM 121 201	TM 121 251	TM 131 301	TM 141 401	TM 151 501
<i>Nihon Kohden</i> Z.A11308	TM 111 100	TM 121 200	TM 121 250	TM 131 300	TM 141 400	TM 151 500
<i>Agilent, Criticar, Datascope, HP, Nellcor, Ospar intégral, Philips Médical, Siemens, Space Labs</i> Z.A11304	TM 111 104	TM 121 204	TM 121 254	TM 131 304	TM 141 404	TM 151 504
<i>BCI, Welch Allyn</i> Z.A11306	TM 111 106	TM 121 206	TM 121 256	TM 131 306	TM 141 406	TM 151 506
<i>Marquette Hellige MK211, Fresenius 4008</i> Z.A11311	TM 111 111	TM 121 211	TM 121 251	TM 131 311	TM 141 411	TM 151 511
<i>Physio Control Lifepack 12</i> Z.A11400	TM 111 112	TM 121 212	TM 121 252	TM 131 312	TM 141 412	TM 151 512

Pour moniteur 2 sorties

<i>Avec Raccords</i>	Nourrisson	Enfant	Petit Adulte	Adulte	Large Adulte	Cuisse Adulte
<i>Datex Ohmeda</i> Z.A11308 et Z.A11301	TM 210 001	TM 220 001	TM 225 001	TM 230 001	TM 240 001	TM 250 001
<i>Datex Ohmeda</i> 2 x Z.A11308	TM 212 100	TM 222 200	TM 222 250	TM 232 300	TM 242 400	TM 252 500
<i>Critikon, Kontron, Nihon Kohden</i> 2 x Z.A11306	TM 212 106	TM 222 206	TM 222 256	TM 232 306	TM 242 406	TM 252 506

**RETROUVEZ L'INTEGRALITÉ DE NOS
 PRODUITS SUR www.santelec.com**