

# SANTELEC

BRASSARDS POUR  
TENSIONNIMETRES HEINE



Brassards pour  
tensionnètres *Heine*  
disponibles chez  
SANTELEC

9 impasse Lou Haou  
B.P. 60010 – Gazinet  
33611 CESTAS Cedex

Tel : 05-57-26-40-50  
Fax : 05-56-36-00-10  
@ : [infos@santelec.com](mailto:infos@santelec.com)

## BRASSARDS COMPLETS POUR TENSIOMETRES HEINE

\*\*\*\*\*

### Pour Tensiomètres MANOPOIRE G5 / G7 / GP



- Brassard Monotube avec poche.
- Sans latex.
- Fermeture velcro.
- Double couture. Lavable.
- Index de bon positionnement.
- Tube très épais, hautement flexible pour une longue longévité.

DESIGNATION	TAILLE (cm)	CIRCONFERENCE (cm)	REFERENCE
Large Adulte / Adulte	14 x 58	29 - 41	<b>M.00.09.619</b>
Petit Adulte	14 x 53	20 - 29	<b>M.00.09.704</b>
Enfant	10 x 34	13 - 20	<b>M.00.09.702</b>
Petit Enfant	6 x 28	8 - 13	<b>M.00.09.700</b>
Cuissard / Obèse	20 x 86	> 41	<b>M.00.09.615</b>

## BRASSARDS COMPLETS POUR TENSIOMETRES HEINE

-----

### Pour Tensiomètre Grand cadran XXL LF



- Brassard 2 tubes.
- Sans latex.
- Fermeture velcro.
- Double couture. Lavable.
- Index de bon positionnement.
- Tube très épais, hautement flexible pour une longue longévité.

DESIGNATION	TAILLE (cm)	CIRCONFERENCE (cm)	REFERENCE
Large Adulte / Adulte	14 x 58	29 – 41	<b>M.00.09.629</b>
Large Adulte	15 x 64	33 – 41	<b>M.00.09.623</b>
Petit Adulte	14 x 53	20 – 29	<b>M.00.09.705</b>
Enfant	10 x 34	13 – 20	<b>M.00.09.703</b>
Petit Enfant	6 x 28	8 – 13	<b>M.00.09.701</b>
Cuissard / Obèse	20 x 86	> 41	<b>M.00.09.625</b>

**TOUTES LES PIECES DETACHEES  
SONT DISPONIBLES SEPAREMENT**  
*(brassards ou poches seules, tubulures, poires, raccords, etc...)*



**Déclaration de Conformité**  
**Tensiomètres et Stéthoscopes**  
(Remplace l'édition du 5.4.2004)

Nous déclarons par la présente que les produits suivants sont conformes aux Directives 93/42 CEE sur les produits médicaux et sont qualifiés selon appendix IX en Classe I M (tensiomètres) ou en classe 1: Le classement de la conformité est garanti selon les directives en appendix VII et à cause de sa fonction de mesure – selon les exigences en annexe V.

Tensiomètres anéroïdes	Gamma ST	Cat. n° M-000.09.27*
	Gamma XXL	Cat. n° M-000.09.30*
	Gamma XXL LF	Cat. n° M-000.09.3**
	Gamma G5	Cat. n° M-000.09.23*
	Gamma G7	Cat. n° M-000.09.23*
	Gamma GST	Cat. n° M-000.09.271
	Gamma GP	Cat. n° M-000.09.24*
Brassards de tensiomètres Gamma XXL LF		Cat. n° M-000.09.***
Brassards de tensiomètres Gamma-G		Cat. n° M-000.09.621
Mallette de service pour Gamma G7, G5, GP		Cat. n° M-000.09.***
Stéthoscopes	Gamma 1.1 – 1.3	Cat. n° M-000.09.91*
	Gamma 2.2 – 2.3	Cat. n° M-000.09.92*
	Gamma C	Cat. n° M-000.09.931
Rechange pour tensiomètres: Enveloppes, poches, poires		Cat. n° M-000.09.0**

Herrsching, 14.11.2008

Dirk Schade  
Directeur R & D

Claudia Schwieger  
Directeur de Qualité