

SANTELEC

BRASSARDS POUR
TENSIONNIMETRES SPENGLER



Brassards pour
tensionnimitres *Spengler*
disponibles chez
SANTELEC

9 impasse Lou Haou
B.P. 60010 – Gazinet
33611 CESTAS Cedex

Tel : 05-57-26-40-50

Fax : 05-56-36-00-10

@ : infos@santelec.com

BRASSARDS COMPLETS POUR TENSIOMETRES MANOBRASSARD

VAQUEZ-LAUBRY



MODELE « VL Couleur » / « VL Classic »:

- Brassard polycoton avec poche double tubulure.
- Fermeture velcro.

DESIGNATION	REFERENCE
Brassard Complet « VL Couleur » Adulte (Marine)	TM 30012
Brassard Complet « VL Couleur » Enfant (Gris)	TM 30021
Brassard Complet « VL Couleur » Large Adulte (Marine)	TM 30002

MODELE « VL Nano » :

- Brassard nylon avec poche double tubulure.
- Fermeture velcro.

DESIGNATION	REFERENCE
Brassard Complet « VL Nano » Adulte (Oxford Noir)	TM 30210
Brassard Complet « VL Nano » Enfant (Oxford Noir)	TM 30220
Brassard Complet « VL Nano » Large Adulte (Oxford Noir)	TM 30200

BRASSARDS COMPLETS POUR TENSIOMETRES MANOPOIRE

- **LIAN COULEUR**
- **LIAN METAL**
- **LIAN NM**
- **LIAN NANO**
- **LIAN SCENIC**



- Brassard complet avec poche simple tubulure et raccord rapide à vis.
- Fermeture velcro.

DESIGNATION		REFERENCE
Brassard Complet nylon Adulte	Gris	TM 34111
	Oxford Noir	TM 34110
Brassard Complet nylon Enfant	Gris	TM 34121
	Oxford Noir	TM 34120
Brassard Complet nylon Large Adulte	Gris	TM 34101
	Oxford Noir	TM 34100
Brassard Complet coton à motifs Enfant		TM 34129
Brassard Complet coton à motifs Petit enfant		TM 34139
Brassard Complet coton à motifs Nourrisson		TM 34149

BRASSARDS COMPLETS POUR TENSIOMETRES SPENGLER

- *A CADRAN GEANT MAXI 2*
- *A MERCURE MERCUREX / MODULO*



- Brassard complet avec poche double tubulure (tube 60 cm et tube spiralé sans raccord).
- Fermeture velcro.
- Brassard nylon.

DESIGNATION	REFERENCE
Brassard Complet nylon Adulte (Gris)	TM 35011
Brassard Complet nylon Enfant (Gris)	TM 35021
Brassard Complet nylon Large Adulte (Gris)	TM 35001

BRASSARDS IMMERGEABLES « CLINIC » POUR TENSIOMETRES

- **MANOBRASSARD VAQUEZ-LAUBRY**

- **MANOPOIRE *LIAN SCENIC, COULEUR, METAL, NM, NANO***
(SIMPLE TUBULURE avec 1 clamp et 1 raccord femelle - réf : Z.316151)

- **GRAND CADRAN *MAXI 2 ET MERCURE***
(DOUBLE TUBULURE avec 2 clamps et 2 raccords femelles - réf : Z.316151)



- Brassards "monobloc" décontaminables à froid par immersion.
- Brassard-poche monobloc en polymex traité → confortable, indéformable et très résistant.
- Bord souple arrondi atraumatique.
- Soudures hautes fréquences.
- Marquages normalisés inaltérable.
- Clamp d'obturation pour l'immersion.
- Nettoyage et pré-désinfection à froid par immersion (brassard fermé) dans une solution appropriée. Rinçage abondant et séchage à l'air libre (brassard ouvert).
- Désinfection par vaporisation d'alcool isopropylique (70%). IP stérile et séchage à l'air libre (brassard ouvert).

- **Brassards immergeables CLINIC (jaune)**

DESIGNATION	REFERENCE
Brassard Clinic Adulte pour Vaquez-Laubry	TM 38010
Brassard Clinic Enfant pour Vaquez-Laubry	TM 38020
Brassard Clinic Large Adulte pour Vaquez-Laubry	TM 38000
Brassard Clinic Adulte pour manopaire	TM 37843
Brassard Clinic Enfant pour manopaire	TM 37845
Brassard Clinic Large Adulte pour manopaire	TM 37841
Brassard Clinic Nourrisson pour manopaire	TM 37846
Brassard Clinic Adulte double tubulure (Maxi2 ou Mercurex)	TM 37951
Brassard Clinic Enfant double tubulure (Maxi2 ou Mercurex)	TM 37952
Brassard Clinic Large Adulte double tubulure (Maxi2 ou Mercurex)	TM 37950
Brassard Clinic Nourrisson double tubulure (Maxi2 ou Mercurex)	TM 37953

***TOUTES LES PIECES DETACHEES
SONT DISPONIBLES SEPAREMENT
(brassards ou poches seules, tubulures, poires, raccords, etc...)***