

SANTELEC

BRASSARDS POUR
TENSIONNIMETRES SPENGLER



Brassards pour
tensionnètres *Spengler*
disponibles chez
SANTELEC

9 impasse Lou Haou
B.P. 10 – Gazinet
33611 CESTAS Cedex

Tel : 05-57-26-40-50

Fax : 05-56-36-00-10

@ : infos@santelec.com

BRASSARDS COMPLETS POUR TENSIOMETRES MANOBRASSARD

VAQUEZ-LAUBRY



MODELE « VL Couleur » / « VL Classic » :

- Brassard polycoton avec poche double tubulure.
- Fermeture velcro.

DESIGNATION	REFERENCE
Brassard Complet « VL Couleur » Adulte	TM 30012
Brassard Complet « VL Couleur » Enfant (à motifs)	TM 30023
Brassard Complet « VL Couleur » Large Adulte	TM 30002

MODELE « VL Nano » :

- Brassard nylon avec poche double tubulure.
- Fermeture velcro.

DESIGNATION	REFERENCE
Brassard Complet « VL Nano » Adulte	TM 30210
Brassard Complet « VL Nano » Enfant	TM 30220
Brassard Complet « VL Nano » Large Adulte	TM 30200

BRASSARDS COMPLETS POUR TENSIOMETRES MANOPOIRE

- **LIAN COULEUR**
- **LIAN METAL**
- **LIAN NM**
- **LIAN NANO**
- **LIAN SCENIC**



- Brassard complet avec poche simple tubulure et raccord rapide à vis.
- Fermeture velcro.

DESIGNATION	REFERENCE
Brassard Complet nylon Adulte	TM 34111
Brassard Complet nylon Enfant	TM 34121
Brassard Complet nylon Large Adulte	TM 34101
Brassard Complet coton à motifs Enfant	TM 34129
Brassard Complet coton à motifs Petit enfant	TM 34139
Brassard Complet coton à motifs Nourrisson	TM 34149

BRASSARDS COMPLETS POUR TENSIOMETRES SPENGLER

- *A CADRAN GEANT MAXI 2*
- *A MERCURE MERCUREX / MODULO*



- Brassard complet avec poche double tubulure (tube 60 cm et tube spiralé sans raccord).
- Fermeture velcro.
- Brassard nylon.

DESIGNATION	REFERENCE
Brassard Complet nylon Adulte	TM 35011
Brassard Complet nylon Enfant	TM 35021
Brassard Complet nylon Large Adulte	TM 35001

BRASSARDS IMMERGEABLES « CLINIC » POUR TENSIOMETRES

- **MANOBRASSARD VAQUEZ-LAUBRY**

- **MANOPOIRE LIAN SCENIC, COULEUR, METAL, NM, NANO
(SIMPLE TUBULURE)**

- **GRAND CADRAN MAXI 2 ET MERCURE
(DOUBLE TUBULURE)**



- Brassards "monobloc" décontaminables à froid par immersion.
- Brassard-poche monobloc en polymex traité → confortable, indéformable et très résistant.
- Bord souple arrondi atraumatique.
- Soudures hautes fréquences.
- Marquages normalisés inaltérable.
- Systèmes d'obturation simples pour l'immersion.
- Nettoyage et pré-désinfection à froid par immersion (brassard fermé) dans une solution appropriée. Rinçage abondant et séchage à l'air libre (brassard ouvert).
- Désinfection par vaporisation d'alcool isopropylique (70%). IP stérile et séchage à l'air libre (brassard ouvert).

DESIGNATION	REFERENCE
Brassard Clinic Complet Adulte pour Vaquez-Laubry	TM 38010
Brassard Clinic Complet Large Adulte pour Vaquez-Laubry	TM 38000
Brassard Clinic Complet Adulte pour manopaire	TM 37110
Brassard Clinic Complet Large Adulte pour manopaire	TM 37100
Brassard Clinic Complet Adulte double tubulure	TM 37210
Brassard Clinic Complet Large Adulte double tubulure	TM 37200

***TOUTES LES PIECES DETACHEES
SONT DISPONIBLES SEPAREMENT
(brassards ou poches seules, tubulures, poires, raccords, etc...)***