
















ECLAIRAGE OPERATOIRE


BBT-SDMC - Gamme postérieure à 1980	BBT2100	BBT2500	Espace 500/700/1000	Espace 1 000	Espace 250	
						
	<i>Equivalence</i>	MAZDA	AMP024	AMP026	AMP030	AMP051
	<i>Référence</i>	727091	715026	727098	727099	727006
	Culot	ailettes	G6,35	ailettes	ailettes	G6,35
	Volts	24	24	24	24	24
Watts	80	100	140	100	55	


DERUNGS / WALDMANN					
	<i>Equivalence</i>	SATURN 75		ISIS IRIS	SATURN IRIS
	<i>Référence</i>	727075		727076	727077
	Culot	GY6,35		GY6,35	GY6,35
	Volts	24		12	12
	Watts	75		50	60




APOLLON					
	<i>Equivalence</i>	A 6004	24/35H	5904	A 5901
	<i>Référence</i>	727115	727104	727102	727122
	Culot	Ba15d	Ba15d	Ba15d	Ba15d
	Volts	24	24	24	24
	Watts	30	35	40	50


AMSCO / STERIS				
	<i>Equivalence</i>	<i>P25/24150</i>	<i>P-12849-001</i>	<i>P-093926-047</i>
	Référence	727028	727029	727030
	Culot	E26	GY9,5	
	Volts	24	33	20
Watts	150	235	180	



RIMSA VERRE & QUARTZ			
	<i>Equivalence</i>	<i>STAR 1 A/50 - A300</i>	<i>STAR 3 TRIS</i>
	Référence	727300	727301
	Culot	G6,35 spécial	G4 spécial
	Volts	24	12
Watts	50	20	




ADMECO		
	Référence	727928
	Culot	GX5.3
	Volts	22,8
	Watts	50
Heures	750	

MERIVAARA		
	<i>Equivalence</i>	<i>MERILUX</i>
	Référence	727173
	Culot	Cablé
	Volts	24
Watts	40	
Heures	800	

DRÄGER			
<i>Equivalence</i>	<i>Sola 300</i>	<i>Sola 500</i>	<i>Sola 700</i>
Référence	187036	727008	715025
Culot	GU 5,3	G 6,35	G 6,35
Volts	12	24	24
Watts	50	120	150

DKK	
<i>Equivalence</i>	<i>24501</i>
Référence	727010
Culot	G8
Volts	24
Watts	50

SKYLUX			
	<i>Equivalence</i>	SH42	SH52
Référence	727027	727026	727020
Culot	E11	E11	G16
Volts	24	24	24
Watts	40	50	40

LAMPES "ANCIENNES GENERATIONS"			
	MARTIN		BBT

- VOIR EGALEMENT NOS SUPPORTS DE LAMPES -