






ENDOSCOPIE XENON COMPACTE



MODELE STANDARD TOUTES SOURCES DE LUMIERE FROIDE

	 <p>(sans timer)</p> <p><i>PE150AF</i></p>	  <p>(sans timer)</p> <p>3 trous</p> <p><i>PE175BF</i></p>
Référence	500150AF*	500175*
Watts	150	175
Durée de vie (h)		500 h
Livrée avec pâte isolante		



	  <p>(sans timer)</p> <p>5 trous</p> <p><i>PE300BF</i></p>	<p>55mm</p>   <p>3 trous à l'arrière</p> <p><i>PE300B-10F</i></p>
Référence	500300*	500310*
Watts	300	300
Durée de vie (h)	500 h	
Livrée avec pâte isolante		


	
<i>PE300BF + TIMER TM2</i>	
Référence	500300 KIT*
Watts	300
Durée de vie	500 h
Livrée avec pâte isolante + compteur horaire	

	
<i>PENTAX EPK-i</i>	
Référence	501576*
Watts	300

USIOMETRES		
Référence	TM3	TM2
Durée de vie (h)	0-1000 heures	0-500 heures

MODULE DE RECHANGE COMPLET

			
Référence	501338*	501426*	501407*
Timer	SANS Timer	TM3	TM3
Lampe	Watts	300 Watts	
	Durée de vie	500h	

	
	<i>Pour appareil STRYKER 6000</i>
Référence	501287*
Lampe - Watts	300W

* Soumis à Eco-contribution