









LAMPES FRONTALES


LAMPES FRONTALES			
	CYCLOPE		Ø 9,5x24 mm
	Référence		884686
	715053		884686
	<i>Equivalent</i>		<i>Storz</i>
	<i>Colson</i>	<i>Riester</i>	<i>Storz</i>
	<i>0.06360</i>	<i>11321</i>	<i>0.84686</i>
	Culot	G4	E10
	Volts	8	3,7
	Watts/Ampères	20W	0,3A


LAMPES FRONTALES			
			xénon SL 350
	Référence		888068
	884482		802500
	<i>Equivalent</i>		<i>Heine</i>
	<i>Storz</i>	<i>Welch Allyn</i>	<i>Heine</i>
	<i>0.84482</i>	<i>0.2500</i>	<i>X.04.88.068</i>
	Culot	E10	E10
	Volts / Watts / Ampères	6V - 6W - 1A	6V
	Longueur	29 mm	30 mm
	Diamètre	15 mm	18 mm


LAMPES FRONTALES AVEC MIROIR	Conditionnées par boîte de 10 lampes		
			
	Référence		806360
	806370		829086
	<i>Equivalent</i>		<i>Xénon</i>
	<i>Colson</i>		<i>Xénon</i>
	<i>0.06370</i>		
	Culot	E10	E10
	Volts	3,5	3,5
	Watts/Ampères	1W	- 3,5W - 1A
	Longueur	23 mm	30 mm
	Diamètre	11 mm	17,5 mm

LAMPES FRONTALES AVEC MIROIR	Conditionnées par boîte de 10 lampes			
				
Référence	829084	829081	806380	829087
Equivalent			<i>Colson 0.06380</i>	
Volts	6V	6V	6V	12V
Watts	1,8W	2,4W	3W	6W
Culot	E10 / 10mm			
Longueur	28 mm			
Diamètre	15 mm			

MIROIR DE CLAR – JANSEN			
			
Référence	829080	829083	829082
Volts	4V	6V	8-10V
Watts	2W	3W	
Ampères	0,5A	0,5A	0,5A
Culot	E10		
Longueur	29 mm		
Diamètre	15 mm		

STORZ - RIESTER	 <i>Clar 55</i>
Référence	887284
Volts	6V
Watts	6W
Ampères	1A
Culot	E10
Longueur	32 mm
Diamètre	17.5 mm

RIESTER	 <i>Ri-Clar</i>
Référence	811320
<i>Equivalent</i>	<i>11320</i>
Volts	6v
Ampères	1.8A

HEINE	Micro-Spot  <i>UBL 100</i>
Référence	888080
<i>Equivalent</i>	<i>X.04.88.080</i>
Volts	6V Xenon