

















LAMPES POUR LARYNGOSCOPES

LARYNGOSCOPES A FIBRES OPTIQUES







Longueur x Diamètre (mm)			185 x 50	170 x 48	185 x 50	185 x 50	
							
			dorée	dorée	dorée		
Référence	888035	888044	814000	812717	811428	855094	806000
<i>Equivalent</i>	<i>Heine</i> X.01.88.035	<i>Heine</i> X.02.88.044	<i>Colson</i> 0.14000	<i>Riester</i> 11431	<i>Riester</i> 11430 / 11428	<i>Penlon</i> 55094	<i>Penlon</i> 50542
Volts	2,5 xénon	3,5 xénon	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Verre	clair	clair	clair	clair	clair	clair	clair







Longueur x Diamètre (mm)			170 x 48	185 x 50		
						
Référence	818546A	818546B	812717	806000	803600	804053
<i>Equivalent</i>	<i>Storz</i> 8546A	<i>Storz</i> 8546B	<i>Rüsch / Shucman</i> 67.00.55	<i>Welch Allyn</i> 0.6000	<i>Welch Allyn</i> 0.3600	<i>Vital Signs</i> Vygon
Volts	2,5 xénon	3,5 xénon	2,5	2,5	2,5	
Verre	clair	clair	clair	clair	clair	clair

			LED			LED
						
						100 000 Heures
Référence	825020	890020	895020	828934	828922	875151
<i>Equivalent</i>	<i>Timesco</i> Optima	<i>Timesco</i> Optima XI	<i>Timesco</i> Optima Xled	<i>Kawe</i>	<i>Kawe</i>	<i>Kawe / Holtex</i>
Volts	2,5	2,5	3	2,5 Xenon	3,5 Xenon	2,5 LED
Verre	Clair	Clair	Clair	Clair	Clair	








LED High Power 2,5 V			
			
Référence	875101	875102	875105
<i>Equivalent</i>	<i>Heine 888035</i>	<i>Welch Allyn 0.6000</i>	<i>Riester 12320</i>
Volts	2,5	2,5	2,5

LARYNGOSCOPES A ECLAIRAGE CONVENTIONNEL (ADULTE)

Longueur x Diamètre (mm)	185 x 50	185 x 50	170 x 50	180 x 50	180 x 50	180 x 50
						
		avec joint	joint et ressort			avec joint
Référence	800004	805004	811381	800170	802170	805170
<i>Equivalent</i>	<i>EF4</i>	<i>EF4J</i>	<i>EF171JR</i>	<i>EF170</i>	<i>EF170</i>	<i>EF170J</i>
Volts	2,7V	2,7V	2,7V	2,7V	2,7V	2,7V
Verre	dépoli	dépoli	dépoli	clair	dépoli	clair

Longueur x Diamètre (mm)	170 x 50	170 x 50	192 x 50	170 x 50	192 x 50	192 x 50
						
	xénon	avec joint		joint et ressort		
Référence	888059	813560	804800	811381	855091	800045
<i>Equivalent</i>	<i>Heine X.01.88.059</i>	<i>Colson 0.13560</i>	<i>Welch Allyn 0.4800</i>	<i>Riester 11381</i>	<i>Penlon 172/55091</i>	<i>Scharras</i>
Volts	2,5V	2,5V	2,5V	2,7V	2,7V	2,7V
Verre	clair	dépoli	dépoli	dépoli	clair	clair

LARYNGOSCOPES PEDIATRIQUES A ECLAIRAGE CONVENTIONNEL

Longueur x Diamètre (mm)	130 x 40	140 x 40	140 x 40	140 x 40	140 x 40	150 x 40	145 x 40
							
	avec joint	joint et ressort		avec joint			avec joint
Référence	800623	811380	800001	855092	800101	800100	804700
<i>Equivalent</i>	<i>Nourrisson</i>	<i>EFIA / Riester 11380</i>	<i>EFIA</i>	<i>Penlon 55092</i>	<i>Storz 101</i>	<i>Welch Allyn 0.0100</i>	<i>Welch Allyn 0.4700</i>
Volts	2,5 V	2,5 V	2,5 V	2,5 V	2,5 V	2,5 V	2,5 V
Verre	clair	dépoli	clair	dépoli	clair	clair	dépoli