




LAMPES DE SOINS ET D'EXAMEN

IRC*

QUALITE DES MARQUES - OSRAM	Dichroïque – 3 000° K – Fermée (avec verre de protection) – Diamètre : 50 mm (ouverte : sur commande)								
									
Angle	10°	24°	36°	10°	24°	36°	10°	24°	36°
Référence	186010	186024	186036	186510	186524	186536	187010	187024	187036
Code ansi	ESX	BBF	BAB	FMT	FMV	FMW	EXT	EXZ	EXN
Culot	GU5,3			GU5,3			GU5,3		
Volts	12V			12V			12V		
Watts	20W			35W			50W		
Heures	5 000			5 000			5 000		

NOUVEAU !!

- **Durée de vie** moyenne + importante,
 - **Economie** d'énergie,
- **Efficacité lumineuse** supérieure aux lampes à réflecteur dichroïque conventionnelles,
- Même quantité de lumière : - **50% de consommation.**

Equivalences des lampes à économie d'énergie

Lampe dichroïque Standard		Lampe dichroïque IRC
35W	→	20 W IRC
50 W	→	35 W IRC
65 W	→	50 W IRC

*IRC = Infrared Reflecting Coating (revêtement réflexion des infra rouges)