





MICROSCOPES OLYMPUS

OLYMPUS			$\text{\O}15 \times 30 \text{mm}$	
	Référence	925121 925120	915102	925203
Culot	sur socle		E10	B15s
Volts	6V	6V	6V	3-6V
Watts / Ampères	15W	30W	10W	2A
Heures	100		-	-
Equivalence	LS15	LS30	8-G102	8-M102

OLYMPUS		
	Référence	925052
Culot	Ba15d	Ba15d
Volts	6V	120V
Watts	30W	30W
Heures	200	-
Equivalence	8-C101	35242