







PHOTOTHERAPIE


HYPERBILIRUBINE	 	
	<i>TL 20/52</i>	<i>TL 18/865</i>
Couleur	Bleu – 450 nm	Blanc – 6 500° K
Référence	202052*	218865*
Culot	G13	G13
Diamètre	∅ 40 mm	∅ 28 mm
Longueur	600 mm	600 mm
Watts	20	18
Heures	2 000	10 000



BILIBED DRAGER 4000	 	
	<i>DL18W/71</i>	<i>DL18W/12</i>
	Bleu	Blanc
Référence	221871*	221812*
Culot	2G11	
Diamètre	∅ 17.5 mm	
Longueur	217 mm	
Watts	18	

	
	<i>F20T12BB</i>
Référence	202012*
Couleur	Special Blue
Watts	20
Heures	9 000

BABYTHERM	
Référence	288819*
Culot	E27
Diamètre	Ø45 mm
Longueur	129 mm
Watts	7
Heures	10 000

ULTRAMED		
Référence	622052*	622054*
Culot	Cablé	R7s
Volts	130	130
Watts	1 000	460
Heures	800	-

	HERAEUS DRAGER 800	
		
	<i>Q402Z7</i>	<i>2M18785 Q406Z7</i>
Référence	622800*	622806*
Culot	R7s	R7s
Volts	100	-
Watts	175	-

OHMEDA		
	<i>Giraffe Spot PT Lite</i>	<i>Biliblanket Plus</i>
Référence	635850*	680200
Culot	-	Cablé
Volts	60	20
Watts	50	140
Heures	2 500	

MEDIPREMA Couveuse	
Référence	225219*
Culot	GX53
Dimensions	Ø 25 x 75mm
Watts	6
Heures	6 000

*Soumis à Eco-contribution