







PHOTOTHERAPIE


HYPERBILIRUBINE		
	TL 20/52	TL 18/865
Couleur	Bleu – 450 nm	Blanc – 6 500° K
Référence	202052*	218865*
Culot	G13	G13
Diamètre	Ø 40 mm	Ø 28 mm
Longueur	600 mm	600 mm
Watts	20	18
Heures	2 000	10 000


BILIBED DRAGER 4000		
	DL18W/71	DL18W/12
	Bleu	Blanc
Référence	221871*	221812*
Culot	2G11	
Diamètre	Ø 17.5 mm	
Longueur	217 mm	
Watts	18	


	
	F20T12BB
Référence	202012*
Couleur	Special Blue
Watts	20
Heures	9 000

BABYTHERM		
	Référence	288819*
Culot	E27	
Diamètre	Ø45 mm	
Longueur	129 mm	
Watts	7	
Heures	10 000	

ULTRAMED		
	Référence	622052*
Culot	Cablé	R7s
Volts	130	130
Watts	1 000	460
Heures	800	-

HERAEUS DRAGER 800		
	<i>Q402Z7</i>	<i>2M18785 Q406Z7</i>
Référence	622800*	622806*
Culot	R7s	R7s
Volts	100	-
Watts	175	-

OHMEDA		
	<i>Giraffe Spot PT Lite</i>	<i>Biliblanket Plus</i>
Référence	635850*	680200
Culot	-	Cablé
Volts	60	20
Watts	50	140
Heures	2 500	

MEDIPREMA Couveuse	
Référence	225219*
Culot	GX53
Dimensions	Ø 25 x 75mm
Watts	6
Heures	6 000

*Soumis à Eco-contribution