

SANTELEC

PIECES DETACHEES POUR
MANCHES HEINE



Pièces détachées
pour manches
Heine
disponibles chez
SANTELEC

9 impasse Lou Haou
B.P. 60010 – Gazinet
33611 CESTAS Cedex


Tel : 05-57-26-40-50
Fax : 05-56-36-00-10

@ : infos@santelec.com

MANCHE BETA A PILES (2 x LR14)

Réf : X.01.99.118

*** Utilisation avec ampoule 2,5V ***




PIECE N°	DESIGNATION	REFERENCE
1	Tête	Z.918.01
2	Corps	Z.918.02
3	Culot	Z.99.119

MANCHE BETA A BATTERIE (3,5V)

Réf : X.02.99.411

*** Rechargeable sur chargeur spécial NT ***




PIECE N°	DESIGNATION	REFERENCE
1	Tête	Z.918.01
2	Corps	Z.918.02
3	Batterie 3,5 V	X.02.99.382
4	Culot	Z.99.412
5	Chargeur Heine NT 300	X.02.99.495

MANCHE BETA A BATTERIE (3,5V)

Réf : X.02.99.386

*** Rechargeable sur transformateur externe ***




PIECE N°	DESIGNATION	REFERENCE
1	Tête	Z.918.01
2	Corps	Z.918.02
3	Batterie 3,5 V	X.02.99.382
4	Culot	Z.99.385
5	Transformateur	X.00.99.308

MANCHE BETA A BATTERIE (3,5V)


Réf : X.02.99.376

*** Rechargeable avec transformateur intégré ***




PIECE N°	DESIGNATION	REFERENCE
1	Tête	Z.918.01
2	Corps	Z.918.02
3	Batterie 3,5 V	X.02.99.382
4	Prise directe	Z.99.377
5	Capuchon	Z.915.05

MANCHE MINI 2 000 A PILES



PIECE N°	DESIGNATION	REFERENCE
1+2	Manche complet	Z.179.009
2	Culot	Z.924.03

MANCHE MINI 3 000 A PILES



PIECE N°	DESIGNATION	REFERENCE
1+2	Manche complet	D.01.79.021
2	Culot	Z.937.03

POIGNEE A CORDON SPIRALÉ



DESIGNATION	Numéro de série	REFERENCE
EN 80	-	Z.859.19.00
EN 100	-	Z.872.01.00
EN90	Jusqu'à 1/8755	Z.803.03.00
EN90/DUO	Jusqu'à 1/5524	
EN90	De 1/09251 à 1/09650	Z.860.03.00
EN90/DUO	De 1/06250 à 1/06595	
EN90	A partir de 1/09651	Z.819.03.00
EN90/DUO	A partir de 1/06596	